

MARCA	STIEGELMEYER
MODELO	EVARIO ONE START
ORIGEM	Alemanha.
REGISTRO ANVISA	81895410006
ESTRUTURA	Chassi inferior construído em perfis de aço carbono com revestimento em pó de poliéster, tratamento anti-ferruginoso e acabamento em pintura eletrostática em estufa.
ESTRADO	Articulado em 4 seções (dorso, pélvico, coxas e pernas), construído em perfis de aço. Comprimento interno 200 cm x largura interna 87 cm. Extensão integrada de até +29 cm.
BASE DO COLCHÃO	Em barras de metal não removíveis.
GRADES LATERAIS	Em duas partes do tipo 50/50, proporcionam proteção contínua em toda a extensão da base do colchão, adaptando-se aos movimentos do leito. Produzida em plástico de alta resistência. Possuem indicação de ângulo do apoio de costas na grade da cabeceira (0°, 30°, 45°, 60°), com seta de referência na grade dos pés, permitindo leitura visual imediata do posicionamento do dorso. Conformes à norma IEC 60601-2-52.
CABECEIRA E PESEIRA	Removíveis em plástico de alta qualidade livre de PVC. Dimensões externas: 99,9 x 214 cm, dispõe de travas de segurança. A estrutura base da cabeceira é móvel — acompanha o movimento da plataforma do colchão como item padrão.
MOVIMENTOS ELÉTRICOS	Executados por 4 (quatro) atuadores elétricos LINAK® independentes: 2 de elevação (6.000 N cada), 1 de dorso (3.500 N) e 1 de coxas (3.500 N). Posições: Fowler/Semi-Fowler (dorso 0°–71°), apoio de coxas (0°–32°), posição de assento (auto-contorno), elevação do leito (36 a 80 cm), Trendelenburg e anti-Trendelenburg (± 15,5°), vascular, CPR. Pivot anti-cisalhamento ativo durante elevação do dorso, reduzindo pressão na região sacral.
CPR	Posição de reanimação cardiopulmonar acionada de duas formas: por duas alavancas mecânicas posicionadas em ambos os lados da cama (acionamento rápido sem necessidade de energia elétrica) ou pelo controle de mão, rebaixando o dorso à posição plana.
COMANDOS	Controle de mão (hand control) com função de bloqueio. Interface LINAK IHS Light Openbus™, 24V DC.
ALIMENTAÇÃO	Bivolt automático AC 120–240 V, 50/60 Hz. Tensão de segurança interna 24 V DC. Ciclo de operação: 2 min. ligado / 18 min. desligado. Proteção térmica e contra curto-circuito. IPX6 na central de comando.
RODÍZIOS	4 rodízios giratórios 125 mm (5"). Freio central com pedais sinalizados, com três funções: Livre (desbloqueado para deslocamento), Acionado (todos os rodízios travados) e Direcional/Steer (um rodízio fixo em linha reta para deslocamento controlado).
ROLOS DEFLETORES DE PAREDE	4 rolos defletores posicionados nos cantos da estrutura, protegendo a cama e as superfícies do ambiente contra impactos durante o uso e deslocamento.
CAPACIDADE	Carga de trabalho segura 250 kg. Peso máximo do paciente 240 kg.
COLCHÃO	Modelo U2 — 120 mm. Material: espuma híbrida, densidade 40 kg/m³, dureza de compressão 4,0 kPa. Suporte adequado para pacientes sentados na borda do leito ou durante transferência. Dimensões: 87 x 200 x 12 cm (L x C x A). Espuma e cobertura em PU livres de substâncias nocivas, conformes ao padrão OEKO-TEX® Standard 100 — Classe 1. Capa em PU lavável, resistente a bactérias, vírus, ácaros e fluidos corporais, compatível com desinfetantes hospitalares de uso corrente.
NORMAS	MDR (UE) 2017/745 (Produto Médico Classe I). IEC 60601-1 (Classe II, Tipo B). IEC 60601-2-52 (Grupos 1, 2 e 5). Nível de ruído ≤ 47 dB(A).

